

INHALATOR

z blazinicami VapoPad


NAVODILA ZA UPORABO



VH200E


SESTAVNI DELI

1. Maska
2. Pladenj za blazinice VapoPad
3. Vrhnji del ohišja
4. Ploščica za uravnavanje pare
5. Spodnji del
6. Posoda za vodo
7. Stikalo za vklop/izklop
8. Odprtine za zrak
9. Grelni element



Uporabljajte samo z blazinicami VapoPad rožmarin in sivka (VBR7) ali mentol (VH7)

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

 Preden začnete uporabljati inhalator, pozorno preberite vsa navodila.

Ta navodila shranite za morebitno prihodnjo uporabo.

Ta navodila so na voljo tudi na naši spletni strani.

Obiščite www.hot-europe.com.

OPOZORILO:

- Preden začnete uporabljati ta inhalator, preberite vsa navodila.
- Otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo samo, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi te naprave ter razumejo tveganja, ki so jim lahko izpostavljeni. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, razen če so pod nadzorom.
- Med polnjenjem in čiščenjem mora biti naprava izključena iz omrežja.
- Če je priključna vrvica poškodovana, jo mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, sicer je lahko ogrožena varnost oseb.
- Inhalator vedno postavite na trdno, ravno in vodoravno površino. Če je inhalator na neravni površini, se lahko zgodi, da ne deluje pravilno.
- Inhalator postavite v območje zunaj dosega otrok.
- Inhalatorja ne postavite poleg kakršnega koli vira vročine, kot je štedilnik, radiator ali grelnik.
- Inhalatorja ne uporabljajte na prostem.
- Ko želite izključiti inhalator iz omrežja, ga najprej izklopite in nato izvlecite vtič priključne vrvice iz omrežne vtičnice. Nikoli ne vlecite za priključno vrvico.
- Kadar inhalator deluje ali je napolnjen z vodo, ga ne nagibajte ali poskušajte premakati. Preden inhalator premaknete, ga IZKLJUČITE iz omrežja.
- Ta inhalator zahteva redno čiščenje. Upoštevajte navodila za ČIŠČENJE. Inhalatorja nikoli ne čistite na kakršen koli drugačen način, kot je opisan v teh navodilih.
- Izdelka ne polagajte neposredno na leseno pohištvo ali druge površine, ki bi jih voda ali tekočine lahko poškodovale. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo, ki je posledica polivanja ali puščanja.

PRVA UPORABA

Predn napravo prvič uporabite, upoštevajte naslednje:


- Z naprave odstranite ves embalažni material.
- Priporočamo, da pred prvo uporabo inhalator razkužite. Glejte navodila za čiščenje.
- Izberite trdno, vodoravno mesto, ki je vsaj 15 cm oddaljeno od sten, da zagotovite zadosten pretok zraka.
- Inhalator postavite na vodoodporna površino.

NAVODILA ZA UPORABO


POLNLENJE

- Povsem odvijte priključno vrvico. Če tega ne storite, lahko pride do pregrevanja in celo tveganja za požar. NE UPORABLJAJTE podaljškov ali razdelilnikov. Inhalator postavite na ravno, stabilno površino.


- Sprostite vrhni del ohišja od spodnjega dela, tako da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca. Ko je povsem sproščen, je puščica ▼ na vrhnjem delu ohišja poravnana s simbolom odprte ključavnice 🔓 na spodnjem delu. Vrhni del ohišja dvignite naravnost navzgor in ga odložite.




- V posodo za vodo dodajte do 2,5 jedilne žlice (40 ml) hladne vodovodne vode. Voda NE SME segati čez grelni element. Uporabljajte samo z vodo. V posodo za vodo NE DODAJATE esencialnih olj, zdravil ali tekočin za inhalacijo. Dodatki v vodi lahko predstavljajo nevarnost.



- Na spodnji del inhalatorja namestite vrhni del ohišja in ga zavrtite v smeri urnega kazalca, dokler se ne zaskoči. Ko je povsem blokiran, začutite klik in puščica ▼ na vrhnjem delu ohišja je poravnana s simbolom ključavnice 🔒 na spodnjem delu.



- Na vrhni del ohišja namestite masko in jo nežno potisnite navzdol, da je trdno pritrjena.



POZOR: Kadar inhalator uporabljate ali je v njem vroča voda, ga NIKOLI ne premikajte, dvigajte, tresite ali nagibajte. NE odstranite maske ali vrhnjega dela ohišja, potem ko vklopite inhalator. Para se ustvarja z vretjem vode; zaradi nagibanja ali tresenja naprave se voda lahko polije in povzroči opekline. NE prekrivajte odprtín.


POZOR: Vode ne smete napolniti čez oznako **MAX**

VKLOP

POZOR: INHALATORJA NE VKLJUČITE V OMREŽJE Z MOKRIMI ROKAMI – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.


POZOR: Vroča para ⚠️ 🧴

- Vstavite vtič v omrežno vtičnico. NE UPORABLJAJTE podaljškov ali razdelilnikov. Pritisnite tipko za vklop/izklop, tako da je v položaju VKLJUČENO. Kontrolna lučka zasveti.
- Inhalator potrebuje približno 5 minut, preden začne ustvarjati paro. Bodite previdni, posoda za vodo in voda v njej postaneta vroči.
- obraz pomaknite čez masko. Obraza NE naslanjajte na masko. Razdaljo prilagodite občutljivosti svoje kože za temperaturo. Dihajte normalno skozi nos in usta, pri čemer vdihavajte paro v poti v nosu in grlu. Nadaljujte s postopkom 5 do 15 minut.




PRILAGODITEV INTENZIVNOSTI PARE

- **Za več pare:** Če želite maksimalno količino pare, premaknite ploščico za uravnavanje pare v smeri urnega kazalca.



- **Za manj pare:** Če želite minimalno količino pare, premaknite ploščico za uravnavanje pare v nasprotni smeri urnega kazalca. Če med uporabo inhalatorja postane postopek preveč intenziven, ga takoj prekinite.



- Ko je postopek končan, premaknite stikalo za vklop/izklop v položaj IZKLJUČENO. Kontrolna lučka ugasne. Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Pustite, da se naprava hladi vsaj 20 minut, šele nato jo premaknite ali ponovno napolnite (glejte poglavje Vzdrževanje in čiščenje). NE uporabljajte inhalatorja, če je prazen.


OPOMBA: Inhalator se samodejno izklopi, če zmanjka vode. Če se to zgodi, premaknite stikalo za vklop/izklop v položaj IZKLJUČENO in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.

NAVODILA ZA UPORABO DIŠAVNIH BLAZINIC


Inhalator lahko uporabljate z blazinicami VapoPad, da zagotovite do osem ur pomirjujoče pare. Dva brezplačna vzorčka mentolovih blazinic VapoPad sta priložena vašemu inhalatorju.

Za uporabo inhalatorja z dišavnimi blazinicami se prepričajte, da je naprava izklopljena, nato pa sledite tem navodilom:


- Previdno izvlecite pladenj za blazinice VapoPad na hrbtni strani vrhnjega dela ohišja. Opomba: Pladenj samo izvlecite. NE poskušajte ga odstraniti iz vrhnjega dela ohišja.



- Odprite vrečko z blazinico VapoPad, tako da jo pretrgate po zarezi. Blazinice se NE dotikajte z rokami. Če se dotaknete blazinice, si ne drgnite obraza ali oči, saj to lahko povzroči draženje.



- Blazinico VapoPad vstavite z odrezanim robom naprej v pladenj. Vstavite lahko do dve dišavni blazinici, po eno v vsako režo pladnja za blazinice VapoPad. Potisnite pladenj za blazinice VapoPad v ohišje inhalatorja, tako da se zapre.



- Ko se blazinica VapoPad posuši in ne oddaja več vonja, jo odvrzite.

OPOMBA: Inhalatorja NE SMETE uporabljati, če v njem ni pladnja za blazinice VapoPad ali če ta ni zaprt.

Uporaba tega inhalatorja (z blazinicami VapoPad ali brez njih) ni priporočljiva za otroke.



OPOZORILO:

Blazinica lahko predstavlja nevarnost zadušitve. Hranite zunaj dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. **P102** Hraniti zunaj dosega otrok. **P302 + P352** PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. **P333 + P313** Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Sestavine: evkaliptusovo olje, mentol, glikol, olje listov cedre in drugo.

2 blazinici VapoPad mentol priloženi.



+36m

OPOZORILO: Hranite zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev. Ne uporabljajte za otroke, mlajše od 36 mesecev, in ne več kot 16 ur v 24 urah in/ali ne več kot 2 blazinici v 24 urah.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

POZOR: Inhalator pred čiščenjem VEDNO izključite iz električnega omrežja in počakajte vsaj 20 minut, da se ohladi.

PO VSAKI UPORABI

- Odstranite masko in vrhnji del ohišja ter ju obrišite s čisto krpo ali papirnato brisačo do suhega.
- Če je v posodi za vodo še ostanek vode, ga zlijte in obrišite posodo ter spodnji del inhalatorja s suho, čisto krpo ali papirnato brisačo. Spodnjega dela inhalatorja NIKOLI ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Vrhnji del ohišja in masko namestite nazaj ter inhalator shranite na hladno, suho mesto.

TEDENSKO ČIŠČENJE

- Odstranite masko in vrhnji del ohišja.
- V posodo za vodo dodajte 2,5 jedilne žlice (40 ml) nerazredčenega destiliranelega belega kisa in pustite namakati 10 minut.
- Odlijte kis in posodo za vodo splaknite s svežo, čisto vodovodno vodo. Pazite, da voda ne zaide v električne dele.
- Posodo za vodo in spodnji del inhalatorja osušite s čisto krpo ali papirnato brisačo.
- Masko očistite z blago milnico in toplo vodo, nato jo previdno in temeljito sperite s svežo, čisto vodovodno vodo. Osušite jo s čisto krpo ali papirnato brisačo.
- Namestite nazaj vrhnji del ohišja in masko. Shranite na hladnem, suhem mestu.
- Za čiščenje pladnja za blazinice VapoPad zmočite konico vatirane palčke in obrišite reži pladnja.

OPOMBA: Vrhnji del ohišja je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Vložite ga lahko v zgornjo košaro pomivalnega stroja ali pa ga pomijete ročno, kot je opisano v navodilih. NE namestite ga v spodnjo košaro pomivalnega stroja. NE poskušajte razstaviti vrhnjega dela ohišja. Grelnega elementa NE SMETE vložiti v pomivalni stroj.

SHRANJEVANJE

Upoštevajte navodila za čiščenje in izdelek temeljito osušite.

ODSTRANJEVANJE



Ta naprava izpolnjuje zahteve evropske Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi. Izdelki, označeni s simbolom prekrizanega zabojnika na nalepki, darilni škatli ali v navodilih, se morajo ob koncu uporabne dobe reciklirati ločeno od gospodinjskih odpadkov. Prosimo, da tega izdelka NE odvržete med običajne gospodinjske odpadke. Vaš lokalni prodajalec naprave ima lahko vzpostavljeno shemo »stara za novo«, če ste pripravljeni kupiti nadomestni izdelek. Za dodatno pomoč in nasvet, kam lahko odložite svojo odsluženo napravo, pa se lahko obrnete tudi na lokalne pristojne organe.

GARANCIJA

Prosimo, da pred prvo uporabo naprave preberete vsa navodila. Blagajniški račun shranite kot dokazilo o kraju in datumu nakupa. Ob vložitvi kakršnega koli zahtevka v garancijski dobi morate predložiti račun. Garancijski zahtevki niso veljavni brez dokazila o nakupu.

Garancija za vašo napravo velja dve leti (2 leti) od datuma nakupa.

Ta garancija pokriva napake v materialu ali izdelavi, ki se pojavijo ob normalni uporabi; pokvarjena naprava, ki izpolnjuje ta merila, bo brezplačno zamenjana.

Garancija NE pokriva napak ali poškodb, ki so posledica napačne uporabe ali neupoštevanja navodil za uporabo. Veljavnost garancije preneha, če napravo odprete, posegате vanjo ali uporabljate z drugimi deli ali dodatki oziroma če na njej izvaja popravila nepooblaščen oseba.

Dodatki in potrošno blago so izključeni iz kakršne koli garancije.

Ta garancija velja samo v Evropi, Rusiji, Srednjem Vzhodu in Afriki.

LOT vaše naprave je natisnjen na nalepki na embalaži izdelka.

POGOJ ZA PRODAJO

Pogoj za prodajo je, da se kupec čuti odgovornega za pravilno uporabo in vzdrževanje te naprave v skladu s temi tiskanimi navodili. Kupec ali uporabnik mora sam presoditi, kdaj in koliko časa bo uporabljal napravo.

OPOMBA: ČE IMATE TEŽAVE S SVOJIM INHALATORJEM, VAS PROSIMO, DA POIŠČETE NAVODILA V GARANCIJI. PROSIMO, NE POSKUŠAJTE POPRAVITI INHALATORJA SAMI. ČE TO STORITE, PRENEHA VELJAVNOST GARANCIJE, POLEG TEGA PA LAHKO PRIDE DO MATERIALNE ŠKODE ALI POŠKODB OSEB.

Ta izdelek nosi oznako CE in je izdelan v skladu z Direktivo 2014/30/EU o elektromagnetnem valovanju, Direktivo 2014/35/EU o nizkonapetostnih napravah in Direktivo 2011/65/EU RoHS.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

VH200E

220–240 V ~ 50–60 Hz
70 W

ODPRAVLJANJE MOTENJ

TEŽAVA	MOŽNI VZROKI	REŠITEV
Stikalo za vklop/izklop je v položaju »vključeno«, kontrolna lučka pa je ugasnjena.	Naprava ni vključena v električno omrežje. Vtičnica ni pod napetostjo.	Vstavite vtič v omrežno vtičnico. Preverite tokokrog, varovalke, poskusite z drugo vtičnico.
Iz posode za vodo teče voda.	Posodo za vodo ste napolnili čez oznako za maksimalni nivo.	Izpraznite napravo, jo osušite, nato ponovno dodajte vodo, pri čemer pazite, da ne presežete oznake.
Inhalator ustvarja le malo meglice ali pa je sploh ne ustvarja.	V posodi ni vode.	V posodo nalijte vodo.
	Naprava ni nameščena na trdno, vodoravno površino.	Inhalator postavite na trdno, ravno površino.
	Na grelnem elementu so mineralne obloge.	Očistite ali razkužite grelni element.
	Posoda za vodo je bila pomita z detergentom in ni bila dobro sprana.	Izpraznite posodo in jo temeljito sperite s toplo vodo.

INHALATOR

s jastučićima VapoPad


UPUTE ZA UPORABU



VH200E


DIJELOVI

1. Maska
2. Ladica za mirisne jastučice VapoPad
3. Gornji dio kućišta
4. Regulator diska za paru
5. Postolje
6. Spremnik za vodu
7. Gumb za uključivanje/isključivanje
8. Otvori za prozračivanje
9. Grijač



Uređaj rabite isključivo s mirisnim jastučićima VapoPad ružmarin i lavanda (VBR7) ili mentol (VH7)

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

 Prije uporabe uređaja pročitajte sve upute. Priručnik čuvajte na sigurnom za buduću uporabu.

Ove se upute mogu pronaći i na našim internetskim stranicama. Posjetite adresu www.hot-europe.com.

UPOZORENJE:

- Prije uporabe ovog inhalatora pročitajte sve upute.
- Uređaj smiju rabiti djeca od 8 i više godina i osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim poteškoćama, ili osobe bez potrebnog iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu uređaja i upoznate s opasnostima povezanim s uređajem. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju održavati ni čistiti uređaj bez nadzora.
- Prije punjenja i čišćenja, iskopčajte uređaj.
- Ako je kabel napajanja oštećen, radi izbjegavanja opasnosti mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili slično osposobljena osoba.
- Inhalator uvijek držite na čvrstoj i ravnoj podlozi. Moguće je da inhalator neće ispravno raditi na neravnoj podlozi.
- Stavite inhalator na mjesto izvan dohvata djece.
- Nemojte stavljati inhalator blizu izvora topline, poput štednjaka, radijatora i grijalica.
- Inhalator nemojte rabiti na otvorenom.
- Kako biste iskopčali inhalator, najprije ISKLJUČITE uređaj pritiskom na gumb za isključivanje, a zatim primite utikač i izvucite ga iz zidne utičnice. Nikada nemojte povlačiti kabel.
- Nikada nemojte naginjati ili pomicati inhalator tijekom uporabe ili ako je pun vode. ISKOPČAJTE inhalator prije pomicanja.
- Ovaj inhalator zahtijeva redovno čišćenje. Služite se priloženim uputama za ČIŠĆENJE. Nikada nemojte čistiti inhalator na načine koji nisu navedeni u ovom priručniku.
- Proizvod nemojte stavljati izravno na drveni namještaj ili druge površine koje se mogu oštetiti vodom ili tekućinama. Proizvođač ne prihvaća odgovornost za oštećenja imovine nastala prolijevanjem ili curenjem.

PRVA UPORABA


Prije prve uporabe uređaja, obratite pažnju na sljedeće:


- Uklonite svu ambalažu s uređaja.
- Preporučuje se dezinficirati inhalator prije prve uporabe. Vidi upute za čišćenje.
- Odaberite čvrstu, ravnu podlogu, udaljenu najmanje 15 cm od zidova radi odgovarajućeg protoka zraka.
- Stavite inhalator na vodootporna podlogu.

UPUTE ZA UPORABU


PUNJENJE

- Razmotajte kabel do kraja. Ako to ne učinite, može doći do pregrijavanja i moguća je opasnost od požara. NEMOJTE se služiti produžnim kabelima ili dodatnim utičnicama. Stavite inhalator na ravnu, stabilnu podlogu.


- Otključajte gornji dio kućišta od postolja zavrtanjem gornjeg dijela u smjeru suprotnom od kazaljki na satu. Kada je u potpunosti otključano, strelica ▼ na gornjem dijelu kućišta poklopit će se sa simbolom otključanog lokota  na postolju. Podignite gornji dio kućišta prema gore i odložite ga.




- Napunite spremnik za vodu s najviše 2,5 jušne žlice (40 ml) hladne vode iz slavine. NEMOJTE puniti iznad grijača. Služite se isključivo vodom. NEMOJTE dodavati nikakva eterična ulja, lijekove ili tekućine za inhalaciju u spremnik za vodu. Uređaj može postati opasan za uporabu ako se bilo što dodaje u vodu.



- Stavite gornji dio kućišta na postolje i zavrnite ga u smjeru kazaljki na satu kako biste ga zaključali. Kada je u potpunosti zaključano, osjetit ćete škljocaj, a strelica ▼ na gornjem dijelu kućišta poklopit će se sa simbolom zaključanog lokota 🔒 na postolju.



- Stavite masku na gornji dio kućišta i nježno je pritisnite prema dolje kako bi sjela na mjesto.



OPREZ: NIKADA nemojte pomicati, podizati, tresti ili naginjati inhalator tijekom uporabe ili dok sadrži vruću vodu. NEMOJTE uklanjati masku ili gornji dio kućišta nakon UKLJUČIVANJA inhalatora. Para nastaje kuhanjem vode; naginjanje ili trešnja uređaja mogu uzrokovati prolijevanje vode i moguće opekline. NEMOJTE blokirati otvore za prozračivanje.


OPREZ: Nemojte puniti iznad oznake **MAX**

UKLJUČENJE

OPREZ: NEMOJTE MOKRIM RUKAMA UKAPČATI INHALATOR U UTIČNICU JER MOŽE DOĆI DO STRUJNOG UDARA.


OPREZ: Vruća para

- Ukopčajte kabel u električnu utičnicu. NEMOJTE se služiti produžnim kabelima ili dodatnim utičnicama. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na položaj za uključivanje. Zasvijetlit će svjetlosni pokazivač.
- Inhalatoru treba otprilike 5 minuta kako bi počeo stvarati paru. Budite oprezni, spremnik za vodu i voda postat će vrući.
- Stavite lice iznad maske. NEMOJTE naslanjati lice na masku. Prilagodite udaljenost svojoj osjetljivosti na temperaturu. Normalno dišite kroz nos i usta, udišući paru u nosnu i grlenu šupljinu. Nastavite s tretmanom 5 do 15 minuta.




PODEŠAVANJE INTENZITETA PARE

- **Za više pare:** pomaknite regulator diska za paru u smjeru kazaljki na satu za maksimalnu količinu pare.



- **Za manje pare:** pomaknite regulator diska za paru u smjeru suprotnom od kazaljki na satu za minimalnu količinu pare. Ako tretman u bilo kojem trenutku postane preintenzivan, odmah prestanite s tretmanom.



- Nakon završetka tretmana pomaknite gumb za uključivanje/isključivanje u položaj za isključivanje. Svjetlosni će se pokazivač isključiti. Iskopčajte utikač iz utičnice. Ostavite uređaj da se hladi barem 20 minuta prije pomicanja ili ponovnog punjenja (vidi Održavanje i čišćenje). NEMOJTE rabiti inhalator ako je prazan.


NAPOMENA: Inhalator će se automatski isključiti kada ponestane vode. Ako dođe do toga, pomaknite gumb za uključivanje/isključivanje na položaj za isključivanje i iskopčajte uređaj.

UPUTE ZA UPORABU MIRISNOG JASTUČIĆA


Inhalator se može rabiti s mirisnim jastučićima VapoPad kako bi omogućio do 8 sati umirujućih para. Uz uređaj dolaze i dva besplatna uzorka mirisnih jastučića VapoPad s mirisom mentola.

Da biste se služili uređajem s mirisnim jastučićima, provjerite je li uređaj ISKLJUČEN i slijedite ove upute:


- Nježno izvucite ladicu za mirisne jastučiće VapoPad sa stražnje strane gornjeg dijela kućišta. Napomena: Samo izvucite ladicu. NEMOJTE pokušavati odvojiti ladicu od gornjeg dijela kućišta.



- Otvorite vrećicu VapoPad tako da je poderete na mjestu s urezom. NEMOJTE rukama dodirivati jastučić. Ako dodirnete jastučić, nemojte rukama trljati lice ili oči, jer to može uzrokovati iritaciju.



- Umetnite mirisni jastučić VapoPad tako da zakošeni dio bude na prednjem dijelu ladice. Moguće je umetnuti do dva mirisna jastučića, po jedan u svaki utor na ladici za mirisne jastučiće VapoPad. Gurnite ladicu za mirisne jastučiće VapoPad prema unutra kako biste je zatvorili.



- Kada se mirisni jastučić VapoPad osuši i prestane mirisati, bacite ga.

NAPOMENA: NEMOJTE se služiti inhalatorom ako ladicu za mirisne jastučiće VapoPad nedostaje ili nije dobro pričvršćena.

Inhalator (s mirisnim jastučićima VapoPad ili bez njih) nije namijenjen djeci.



UPOZORENJE:

Jastučići mogu predstavljati opasnost od gušenja. Držite ih izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži. **P102** Čuvati izvan dohvata djece. **P302 + P352** U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. **P333 + P313** U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Sastojci: ulje eukaliptusa, mentol, glikol, ulje lišća cedra i drugo.

Uključena 2 mirisna jastučića VapoPad.



UPOZORENJE: Opasnost od gušenja, držati izvan doseg djece i kućnih ljubimaca. Nije namijenjeno djeci mlađoj od 36 mjeseci ni za primjenu dulju od 16 sati u razdoblju od 24 sata i/ili uporabu više od 2 jastučića u razdoblju od 24 sata.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

OPREZ: UVIJEK iskopčajte utikač iz električne utičnice i ostavite inhalator da se hladi barem 20 minuta prije čišćenja.

NAKON SVAKE UPORABE

- Uklonite masku i gornji dio kućišta te ih posušite čistom krpom ili papirnatim ubrusom.
- Ako u spremniku ostalo vode, izlijte je i prebrišite spremnik za vodu i postolje suhom, čistom krpom ili papirnatim ubrusom. NIKADA nemojte postolje uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Gornji dio kućišta i masku vratite na njihovo mjesto i pohranite uređaj na hladnom, suhom mjestu.

TJEDNO ČIŠĆENJE

- Uklonite masku i gornji dio kućišta.
- Ulijte 2,5 jušne žlice (40ml) nerazrijeđenog destiliranog alkoholnog octa u spremnik za vodu i ostavite da stoji 10 minuta.
- Izlijte ocat i isperite spremnik za vodu svježom, čistom vodom. Pripazite da voda ne dospije u električne dijelove.
- Osušite spremnik za vodu i postolje čistom krpom ili papirnatim ubrusom.
- Operite masku blagim deterdžentom i toplom vodom, a zatim pažljivo isperite sapunicu svježom, čistom vodom iz slavine. Osušite čistom krpom ili papirnatim ubrusom.
- Gornji dio kućišta i masku vratite na njihovo mjesto. Pohranite uređaj na hladnom, suhom mjestu.
- Da biste očistili ladicu za mirisne jastučiće VapoPad, namočite vrh pamučnog štapića za uši i njime prebrišite utore.

NAPOMENA: Gornji dio kućišta siguran je za pranje u perilici za posuđe. Može ga se oprati na gornjoj polici perilice za posuđe ili ručno, kako je navedeno u uputama. NEMOJTE stavljati uređaj na donju policu perilice za posuđe. NEMOJTE pokušavati rastaviti gornji dio kućišta. NIKADA nemojte stavljati grijač u perilicu za posuđe.

POHRANA

Slijedite upute za čišćenje i dobro posušite uređaj.

ODLAGANJE



Ovaj je uređaj usklađen s Direktivom Europske unije 2019/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Proizvodi koji prikazuju prekríženu kantu za smeće na kotačima na deklaraciji, kutiji za poklon ili uputama, moraju se na kraju korisnog vijeka trajanja reciklirati odvojeno od kućanskog otpada. NEMOJTE odlagati uređaj zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom. Vaš lokalni prodavač kućanskih uređaja mogao bi imati program za preuzimanje proizvoda pri kupnji novog, zamjenskog proizvoda. U suprotnom, možete stupiti u kontakt sa svojom nadležnom lokalnom službom i potražiti dodatnu pomoć i savjet o mjestu za recikliranje uređaja.

JAMSTVO

Prije uporabe ovog uređaja pročitajte sve upute. Sačuvajte račun kao dokaz o kupnji i datumu kupnje. Račun se mora pokazati pri podnošenju zahtjeva u odgovarajućem jamstvenom roku. Zahtjevi pod jamstvom neće se uvažiti bez dokaza o kupnji.

Proizvod ima jamstvo u trajanju od dvije godine (2 godine) od datuma kupnje.

Ovo jamstvo pokriva nedostatke u materijalu ili tvornička oštećenja koji se pojavljuju tijekom uobičajene uporabe; neispravni uređaji koji udovoljavaju tim kriterijima zamijenit će se besplatno.

Jamstvo NE pokriva nedostatke ili oštećenja nastala zlouporabom ili nepridržavanjem uputa za uporabu. Jamstvo ne vrijedi ako je uređaj otvaran, izmijenjen, ili se rabio s drugim dijelovima ili dodatcima, ili ako su ga popravljale neovlaštene osobe.

Jamstvo ne pokriva dodatke ni potrošni materijal.

Ovo jamstvo vrijedi isključivo u Europi, Rusiji, Bliskom istoku i Africi.

Oznaka LOT Vašeg uređaja otisnuta je na deklaraciji na pakiranju proizvoda.

UVJETI PRODAJE

Kao uvjet prodaje, kupac preuzima odgovornost za pravilnu uporabu i održavanje ovog uređaja u skladu s ovim tiskanim uputama. Kupac ili korisnik mora sam ili sama procijeniti kada i koliko dugo rabiti uređaj.

NAPOMENA: U SLUČAJU POTEŠKOĆA S INHALATOROM, POTRAŽITE UPUTE U JAMSTVU. NEMOJTE POKUŠAVATI SAMI POPRAVITI INHALATOR. TIME ĆE SE PONIŠTITI JAMSTVO I MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA ILI OZLJEDE.

Proizvod na sebi ima oznaku CE i proizveden je u skladu s Direktivom 2014/30/EU o elektromagnetskog kompatibilnosti, Direktivom 2014/35/EU o niskom naponu i Direktivom 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Tehničke specifikacije podložne su promjeni.

VH200E

220–240 V ~ 50–60 Hz
70 W

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

POTEŠKOĆA	MOGUĆI UZROK	POPRAVAK
Gumb za uključivanje/ isključivanje postavljen je na „uključeno“, a svjetlosni pokazivač je isključen.	Uređaj nije ukopčan.	Ukopčajte uređaj u utičnicu.
	Nema napajanja na utičnici.	Provjerite sklopove, osigurače; pokušajte s drugom utičnicom.
Voda se prelijeva iz spremnika za vodu.	Uređaj je napunjen preko oznake najviše dopuštene razine napunjenosti.	Potpuno ispraznite uređaj i napunite ga pazeći pritom da ne prijedete oznaku.
Inhalator stvara samo malo maglice ili je uopće ne stvara.	U spremniku za vodu nema vode.	Napunite spremnik za vodu.
	Uređaj nije smješten na čvrstu, ravnu podlogu.	Stavite inhalator na čvrstu, ravnu podlogu.
	Naslage kamenca na grijaču.	Očistite ili dezinficirajte grijač.
	Spremnik za vodu opran je deterdžentom i nije dobro ispran.	Ispraznite vodu i dobro isperite toplom vodom.